

Liners Alpha Classic MP



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ¡Mismo precio por locking o cushion!
- Pieza clave en la familia Liner Alpha.
- Moldeable por calor.

Los liners Alpha Classic MP son nuestros liners más populares.

Descripción

El Liner más popular y más vendido de Willow Wood es el Alpha Classic MP. Las características específicas de este liner son: Gel Alpha Classic, Espesor de Gel de 6 mm, perfil Uniforme y tejido Original en Verde/Gris.

GARANTÍA

12 meses desde la fecha de ajuste del paciente

PERIODO DE PRUEBA


30 días desde la fecha de adaptación del paciente

NÚMERO DE ARTÍCULO*

Tamaño	Locking Artículo#	Cushion Artículo#
Small	ALL-5063-E	ALC-5063-E
Medium	ALL-5060-E	ALC-5060-E
Medium Plus	ALL-5064-E	ALC-5064-E
Large	ALL-5066-E	ALC-5066-E
Large Plus	ALL-5068-E	ALC-5068-E
Extra Large	ALL-5067-E	ALC-5067-E

Guía para Soliictar: liners Alpha Classic MP

PERFIL



GUÍA DE TALLAS Por favor consulte las ilustraciones para saber cómo ordenar los liners Alpha Classic MP.

Uniform

	Small	Medium	Medium Plus	Large	Large Plus	Extra Large
Proximal Measurement	20 - 27 cm (8 - 10.5 in)	23 - 36 cm (9 - 14 in)	33 - 50 cm (13 - 20 in)	36 - 55 cm (14 - 21.5 in)	40 - 60 cm (15.5 - 23.5 in)	43 - 65 cm (17 - 25.5 in)
Distal Measurement	15 - 22 cm (6 - 8.5 in)	18 - 26 cm (7 - 10 in)	20 - 28 cm (8 - 11 in)	25 - 33 cm (10 - 13 in)	28 - 40 cm (11 - 15.5 in)	33 - 45 cm (13 - 17.5 in)
Proximal Measurement 30 cm (12 in) from distal	S	M	M+	L	L+	XL
Distal Measurement 4 cm (1.5 in) from distal						
	Small	Medium	Medium Plus	Large	Large Plus	Extra Large