

Liner Alpha Duo



El liner Alpha Duo es adecuado para usar con suspensión de succión o vacío elevado.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Exterior sin tela con acabado satinado para fácil colocación; No lubricantes necesarios.
- Combinación perfecta de comodidad y durabilidad
- Adecuado para aplicaciones transtibiales y transfemorales.
- Proporciona estabilidad y ayuda a contener el tejido blando.
- Disponible solo en cushion.

Descripción

El liner Alpha Duo™ de WillowWood combina la comodidad del gel con la durabilidad del silicon, lo que lo convierte en uno de los liners más exclusivos del mercado actual. Dentro del liner Alpha Duo se encuentra nuestro gel Alpha Classic® con aceite mineral, que no daña la piel y brinda comodidad durante todo el día. Alpha Silicone® cubre el exterior del liner para mayor durabilidad y protección. El toque final es un acabado satinado que no se deteriora con el tiempo y se desliza contra sí mismo para facilitar su colocación sin necesidad de lubricantes.

Diseñado para uso transtibial o transfemoral, el liner Alpha Duo se puede utilizar con suspensión de succión o vacío elevado. El revestimiento también se adapta al revestimiento sin tejido Alpha SmartTemp® utilizado en el sistema transfemoral WillowWood One®. Se incluye un calcetín One Gel con cada liner.



El calcetín One Gel, se incluye con cada liner Alpha Duo, permanece en su lugar y puede recortarse a medida.



El liner tiene Alpha Classic Gel agradable para la piel en el interior y Alpha Silicone en el exterior.




El liner Alpha Duo se adapta al liner Alpha SmartTemp sin tela para su uso con el sistema WillowWood One.

Guía para Soliictar: liners Alpha Duo

PERFIL

Symmetrical Liner Profile, 4.5 mm



GUÍA DE TALLAS

Por favor consulte las ilustraciones para saber cómo ordenar los liners Alpha Duo.

	Medium	Medium Plus	Large	Large Plus	Extra Large
Proximal Measurement	26 - 44 cm (10 - 17 in)	30 - 54 cm (12 - 21 in)	33 - 64 cm (13 - 25 in)	41 - 80 cm (16 - 31.5 in)	46 - 90 cm (18 - 35.5 in)
Distal Measurement	20 - 29 cm (8 - 11.5 in)	20 - 29 cm (8 - 11.5 in)	28 - 36 cm (11 - 14 in)	32 - 39 cm (12.5 - 15.5 in)	37 - 45 cm (14.5 - 18 in)
Proximal asurement 30 cm (12 in) from distal	M	M+	L	L+	XL
Distal asurement 4 cm (1.5 in) from distal					
	Medium	Medium Plus	Large	Large Plus	Extra Large

ADAPTABLE

Los pacientes que usan el liner Alpha Duo pueden adaptarlo con el liner Alpha SmartTemp® sin tela del sistema WillowWood One® para los tamaños Medium Plus, Large, Large Plus y Extra Large.

SUGERENCIAS DE CÓDIGO L

L5679 Cushion Liner (bill once per liner)

L8417 One Gel Sock (bill once per sock)

GARANTÍA

12 meses desde la fecha de ajuste del paciente.

PERIODO DE PRUEBA

30 días desde la fecha de adaptación del paciente.

NÚMERO DE ARTÍCULO*

Cushion Item

Size/Profile	Symmetrical, 4.5 mm
Medium	D990-1940
Medium Plus	D990-1944
Large	D990-1946
Large Plus	D990-1948
Extra Large	D990-1947

Replacement Parts

Product/Size	Item #
One Gel Sock, Size Medium	ONE-SOCK-MD
One Gel Sock, Size Medium Plus	ONE-SOCK-MP
One Gel Sock, Size Large	ONE-SOCK-LG
One Gel Sock, Size Large Plus	ONE-SOCK-LP
One Gel Sock, Size Extra Large	ONE-SOCK-XL